

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА



# AMINAL Cart

Натирев бикарбонат – касета -  $\text{NaHCO}_3$

ХЕМОДИАЛИЗА

# AMINAL Cart

Натриев бикарбонат – касета -  $\text{NaHCO}_3$

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание	AMINAL Cart натриев бикарбонат - касета за хемодиализа									
	620 g	650 g	720 g	750 g	760 g	900 g	950 g	1000 g	1100 g	1150 g
Код на продукта	CART.050	CART.060	CART.057	CART.052	CART.053	CART.058	CART.055	CART.054	CART.051	CART.059
Състав	Натриев бикарбонатен прах $\text{NaHCO}_3$									
Предназначение	За приготвяне на течен бикарбонатен концентрат за хемодиализа									
Опаковки в 1 картонена кутия	10 pcs	10 pcs	10 pcs	10 pcs	10 pcs	8 pcs	8 pcs	8 pcs	8 pcs	8 pcs
Съвместим със	Gambro [AK10, AK200, AK200S, AK200S ULTRA, AK90, AK95, AK96, AK98, Phoenix, Artis Physio], Hospal [Integra], B.Braun [Dialog+, Dialog IQ], Bellco [Formula, Flexya (фабрична опция)], Nikkiso [DBB-03, DBB-05, DBB-06, DBB-07, DBB-EXA], Nipro [Surdial 55plus (фабрична опция), Surdial X, NCU-18, DIAMAX (фабрична опция)], Dialife [Dianova, Dianova X2]					Gambro [AK10, AK200, AK200S, AK200S ULTRA, AK96, AK98, Phoenix, Artis Physio], B.Braun [Dialog+, Dialog IQ], Bellco [Formula, Flexya (фабрична опция)], Nikkiso [DBB-03, DBB-05, DBB-06, DBB-07, DBB-EXA], Nipro [Surdial 55plus (фабрична опция), DIAMAX (фабрична опция)], Dialife [Dianova, Dianova X2]				
Срок на годност	36 месеца									
Условия на съхранение	5°C - 30°C									

Продуктът е в съответствие с изискванията на Европейската фармакопея и Американската фармакопея.



ALKALOID  
SKOPJE

*Health above all*

www.alkaloid.com.mk

CE 2803

Ревизия на текста 01 от 04.2023.

PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY  
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje Republic of North Macedonia  
Tel.: +389 2 31 04 041; Fax.: +389 2 31 04 041