

SAMO ZA STRUČNU JAVNOST



AMINAL Cleaner A

**Patron koji sadrži
prašak bezvodnog
natrijum-karbonata
– Na_2CO_3
(Ph. Eur., USP)**

SAMO ZA STRUČNU JAVNOST



AMINAL Cleaner C

**Patron koji sadrži
prašak bezvodne
limunske kiseline
– $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$
(Ph. Eur., USP)**

HEMODIJALIZA

AMINAL Cleaner A

**Patron koji sadrži prašak
bezvodnog natrijum-karbonata
– Na₂CO₃
(Ph. Eur., USP)**

AMINAL Cleaner C

**Patron koji sadrži prašak
bezvodne limunske kiseline
– C₆H₈O₇
(Ph. Eur., USP)**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - AMINAL Cleaner

Opis	AMINAL Cleaner A Patron koji sadrži prašak bezvodnog natrijum-karbonata - Na ₂ CO ₃	AMINAL Cleaner C Patron koji sadrži prašak bezvodne limunske kiseline - C ₆ H ₈ O ₇
Sastav	Bezvodni natrijum-karbonat (Na ₂ CO ₃)	Bezvodna limunska kiselina (C ₆ H ₈ O ₇)
Kataloški broj	CART.CL51	CART.CL52
Namena	On-line proizvodnja rastvora natrijum-karbonata, koji je namenjen za dezinfekciju i čišćenje aparata za hemodijalizu, kao i za uklanjanje organskih taloga iz sistema za protok tečnosti aparata za hemodijalizu.	On-line proizvodnja rastvora limunske kiseline, koji je namenjen za dezinfekciju i čišćenje aparata za hemodijalizu, kao i za uklanjanje soli kalcijuma i magnezijuma iz sistema za protok tečnosti aparata za hemodijalizu.
Pakovanje	13 g	32 g
Kompatibilno sa	Gambro aparatima za hemodijalizu	
Rok upotrebe	2 godine	
Uslovi čuvanja	5°C - 30°C	

Proizvod je u skladu sa zahtevima Evropske (Ph. Eur.) i Američke (USP) farmakopeje.

Naziv medicinskog sredstva	Broj rešenja	Datum izdavanja rešenja
AMINAL Cleaner A, AMINAL Cleaner C; Sredstvo za dezinfekciju aparata za hemodijalizu	515-02-02505-23-003	21.07.2023.



ALKALOID
SKOPJE

Health above all

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD
Prahovska 3, 11 000 Beograd, Republika Srbija

CE 2803

Verzija 03 od 11.2023.