

SAMO ZA STRUČNU UPORABU



## AMINAL Cleaner A

**KAPSULA S  
BEZVODNIM  
NATRIJEVIM  
KARBONATOM U  
PRAHU  
– Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>**

SAMO ZA STRUČNU UPORABU



## AMINAL Cleaner C

**KAPSULA S  
BEZVODNOM  
LIMUNSKOM  
KISELINOM U PRAHU  
– C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub>**

# HEMODIJALIZA

# AMINAL Cleaner A

**KAPSULA S BEZVODNIM  
NATRIJEVIM KARBONATOM  
U PRAHU**

–  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

# AMINAL Cleaner C

**KAPSULA S BEZVODNOM  
LIMUNSKOM KISELINOM  
U PRAHU**

–  $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$

## TEHNIČKI PODACI - AMINAL Cleaners

Opis	AMINAL Cleaner A KAPSULA S BEZVODNIM NATRIJEVIM KARBONATOM U PRAHU – $\text{Na}_2\text{CO}_3$	AMINAL Cleaner C KAPSULA S BEZVODNOM LIMUNSKOM KISELINOM U PRAHU – $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$
Sastav	Natrijev karbonat ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )	Limunska kiselina ( $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ )
Kataloški broj	CART.CL51	CART.CL52
Namjena	On-line priprema otopine natrijevog karbonata namjenjene za dezinfekciju i čišćenje aparata za dijalizu, kao i za uklanjanje organskih naslaga iz sustava protoka tekućine aparata za dijalizu.	On-line priprema otopine limunske kiseline namjenjene za dezinfekciju i čišćenje aparata za dijalizu, kao i za uklanjanje organskih naslaga iz sustava protoka tekućine aparata za dijalizu.
Pakiranje	13 g	32 g
Kompatibilno s	Gambro aparati za dijalizu	
Rok uporabe	2 godine	
Uvjeti čuvanja	5°C - 30°C	

Proizvod je u skladu sa zahtjevima Europske farmakopeje (Ph. Eur) i Američke farmakopeje (USP).



ALKALOID  
SKOPJE

*Health above all*

[www.alkaloid.com.mk](http://www.alkaloid.com.mk)

CE 2803

Vezija 01 od 12.2023.

PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY  
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje Republic of North Macedonia  
Tel.: +389 2 31 04 041; Fax.: +389 2 31 04 041