

НАМЕНЕТО ЗА СТРУЧНАТА ЈАВНОСТ



AMINAL Cleaner A

**ПАТРОН СО ПРАШОК
НА БЕЗВОДЕН
НАТРИУМ КАРБОНАТ
– Na_2CO_3**

НАМЕНЕТО ЗА СТРУЧНАТА ЈАВНОСТ



AMINAL Cleaner C

**ПАТРОН СО ПРАШОК
НА БЕЗВОДНА
ЛИМОНСКА
КИСЕЛИНА
– $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$**

ХЕМОДИЈАЛИЗА

AMINAL Cleaner A

**ПАТРОН СО ПРАШОК
НА БЕЗВОДЕН НАТРИУМ
КАРБОНАТ**
– **Na₂CO₃**

AMINAL Cleaner C

**ПАТРОН СО ПРАШОК
НА БЕЗВОДНА ЛИМОНСКА
КИСЕЛИНА**
– **C₆H₈O₇**

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ - AMINAL Cleaners

Опис	AMINAL Cleaner A Патрон со прашок на безводен натриум карбонат – Na ₂ CO ₃	AMINAL Cleaner C Патрон со прашок на безводна лимонска киселина – C ₆ H ₈ O ₇
Состав	Натриум карбонат (Na ₂ CO ₃)	Лимонска киселина (C ₆ H ₈ O ₇)
Каталошки број	CART.CL51	CART.CL52
Намена	on-line производство на раствор на натриум карбонат, наменет за дезинфекција и за чистење апарати за дијализа, како и за отстранување органски депозити од системот за проток на течности во апаратите за дијализа.	on-line производство на раствор на лимонска киселина, наменет за дезинфекција и за чистење апарати за дијализа, како и за отстранување калциумови и магнезиумови соли од системот за проток на течности во апаратите за дијализа.
Пакување	13 g	32 g
Компатибилно со	Апарати за дијализа Gambro	
Рок на употреба	2 години	
Услови на чување	5°C - 30°C	

Производот ги задоволува барањата на Европската фармакопеја (Ph.Eur.) и на Американската фармакопеја (USP).



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ

Здравјето ѝ пред сè

www.alkaloid.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
Бул. Александар Македонски 12, Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: +389 2 31 04 041

CE 2803

верзија 02 од 12.2023.